

Suspender

サスペンダー



Suspender


サスペンダー



【製品イメージ画像】



【眼瞼下垂吊上術例】



製品規格

製品コード	品名	サイズ(mm)	厚み(mm)	JANコード	入り数
US-SM-GK030550	サスペンダー 030550	5×50	0.3	4944287316323	2枚/箱
US-SM-GK030550C	サスペンダー 030550C	5×50 ※1	0.3	4944287316316	2枚/箱
US-SM-GK031050	サスペンダー 031050	10×50	0.3	4944287316293	2枚/箱
US-SM-GK031050KM	サスペンダー 031050KM	10×50 ※2	0.3	4944287316309	2枚/箱
US-SM-GK032020	サスペンダー 032020	20×20	0.3	4944287316330	2枚/箱
US-SM-GK030850KM	サスペンダー 030850KM	8×50 ※2	0.3	4944287316439	2枚/箱
US-SM-GK050550C	サスペンダー 050550C	5×50 ※1	0.5	4944287316286	2枚/箱

※1. 中央に約13mmのスリット入り

※2. 角をラウンドカット処理しております

承認情報

承認番号	15000BZZ00232000
一般的名称	プラスチック製縫合糸
使用目的	組織の縫合・結紮及び医療機器と組織の固定、縫合部の補強に用いる。
滅菌情報等	滅菌済 / 再使用禁止

国内総販売元

USCIジャパン株式会社

〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-28-6 いちご西参道ビル4F

TEL:03-6823-1100 <http://www.usci.co.jp>

製造販売元

松田医科工業株式会社